

04 33 06 Madrasser och madrassydd avsedda för trycksårsprevention

Vilka produkter som finns i lager varierar från kommun till kommun.

Bäddmadrass för personer med sårkategori 1-2

Benämning	Lagervara Uppsala	Produktnr	Pris (SEK)
Madrass Optimal 5zon BM m Olivia-överdrag 85x200x6cm inkl väska	X	582-085200	1 075
Madrass Optimal 5zon BM m Olivia-överdrag 85x210x6cm		58-085210	1 283
Madrass Optimal 5zon BM m Olivia-överdrag 90x200x6cm inkl väska		582-090200	1 075
Madrass Optimal 5zon BM m Olivia-överdrag 90x210x6cm		58-090210	1 283
Madrass Optimal 5zon BM m Olivia-överdrag 105x200x6cm		58-105200	1 083
Madrass Optimal 5zon BM m Olivia-överdrag 105x210x6cm		58-105210	1 872
Madrass Optimal 5zon BM m Olivia-överdrag 120x200x6cm		58-120200	1 767
Madrass Optimal 5zon BM m Olivia-överdrag 120x210x6cm		58-120210	2 166
Standardutförande/Fakta			
<p>För mer info se www.careofsweden.se</p> <p>Bäddmadrass för personer med sårkategori 1-2 som används ovanpå befintlig madrass.</p> <p>Material: kallskum 65 kg/m³</p> <p>Överdrag: hygienöverdrag som ångandas</p> <p>Tvättråd: överdrag: avtorkning med rengöringsmedel. Desinfekteras med alkoholbaserat rengöringsmedel. Maskintvätt max 95°C, torktumlas eller droptorkas.</p> <p>Max brukarvikt: 130 kg</p> <p>OBS! I Uppsala krävs konsulentkontakt för beställning av extra långa madrasser samt 90 cm bred madrass.</p>			



Dynamisk luftmadrass för personer med sårkategori 2-3

Benämning	Lagervara Uppsala	Produktnr	Pris (SEK)
Madrass Curocell 3 CX13 m Olivia-överdrag m kabelhållare 85x200x13 cm hälavlastning inkl väska	X	CC-320243V	4 700
Madrass CuroCell 3 CX13 m Olivia-överdrag 85x210x13cm		CC-320113	5 083
Madrass CuroCell 3 CX13 m Olivia-överdrag m kabelhållare 90x200x13cm hälavlastning inkl väska		CC-320246V	4 700
Madrass CuroCell 3 CX13 m Olivia-överdrag 90x210x13cm		CC-320115	5 083
Madrass CuroCell 3 CX13 m Olivia-överdrag 105x200x13cm med inneröverdrag		CC-320116	8 654
Madrass CuroCell 3 CX13 m Olivia-överdrag 105x210x13cm		CC-320117	9 519
Madrass CuroCell 3 CX13 m Olivia-överdrag 120x200x13cm		CC-320118	10 630
Madrass CuroCell 3 CX13 m Olivia-överdrag 120x210x13cm		CC-320119	10 868
Standardutförande/Fakta			
<p>För mer info se www.careofsweden.se</p> <p>Växeltrycksmadrass som läggs ovanpå befintlig madrass. Madrassen har CPR-funktion, digital pump med inbyggd sensor. Omvårdnadsläge med automatisk återgång. Transportväska medföljer endast storlek 85x200 cm samt 90x200 cm.</p> <p>Överdrag: Hygienöverdrag som "ångandas"</p> <p>Tvättråd: överdrag; avtorkning med rengörings- och/eller desinfekteringsmedel. Maskintvätt max 95°C, torktumling</p> <p>Larmfunktion: ljud- och ljuslarm vid för lågt tryck</p> <p>Max brukarvikt: 160 kg</p> <p>OBS! I Uppsala krävs konsulentkontakt för beställning av extra långa madrasser samt 90 cm bred madrass.</p> <p>Likvärdigt sortiment: Curocell 3CX13 m Olivia-överdrag 85x200 13 cm utan hälavlastning</p>			



Statisk luftmadrass för personer med särkategori 2-3

Benämning	Lagervara Uppsala	Produktnr	Pris (SEK)
Madrass OptiCell 3 med pump Q2-03 85x200 13 cm	X	OC3-085200	5 890
Madrass OptiCell 3 med pump Q2-03 85x210 13 cm		OC3-085210	6 704
Madrass OptiCell 3 med pump Q2-03 85x220 13 cm		OC3-090220	7 024
Madrass OptiCell 3 med pump Q2-03 90x200 13 cm		OC3-090200	5 890
Madrass OptiCell 3 med pump Q2-03 90x210 13 cm		OC3-090210	7 024
Madrass OptiCell 3 med pump Q2-03 90x220 13 cm		OC3-085220	7 334
Madrass OptiCell 3 med pump Q2-03 105x200 13 cm		OC3-105200	6 125
Madrass OptiCell 3 med pump Q2-03 105x210 13 cm		OC3-105210	7 664
Madrass OptiCell 3 med pump Q2-03 105x220 13 cm		OC3-105220	7 984
Madrass OptiCell 3 med pump Q2-03 120x200 13 cm		OC3-120200	6 536
Madrass OptiCell 3 med pump Q2-03 120x210 13 cm		OC3-120210	8 144
Madrass OptiCell 3 med pump Q2-03 120x220 13 cm		OC3-120220	8 464
Standardutförande/Fakta			
<p>För mer info se www.jarven.se</p> <p>Alternerade växeltrycksmadrass som kan ställas in på statisk läge. Placeras ovanpå en skumkärna eller madrass. Madrassen har CPR-ventil. Digital pump med inbyggd sensor. Transportväska medföljer</p> <p>Överdrag: elastiskt hygienöverdrag</p> <p>Tvättråd överdrag; avtorkning med rengörings- och/eller desinfekteringsmedel. Maskintvätt max 95°C</p> <p>Larmfunktion: ljud- ochljuslarm vid för lågt tryck</p> <p>Max brukarvikt: 200 kg</p> <p>OBS! I Uppsala krävs konsulentkontakt för beställning av extra långa madrasser samt 90 cm bred madrass.</p>			



Madrass för personer med sårkategori 4

Benämning	Lagervara Uppsala	Produktnr	Pris (SEK)
Madrass Curocell 4 AD m 2-delat Olivia/CC-överdrag 85x200x21 cm hälffunktion inkl väska	X	CC-400732V	8 800
Madrass CuroCell 4 AD m 2-delat Olivia/CC-överdrag 85x210x21cm		CC-400753	9 282
Madrass CuroCell 4 AD m 2-delat Olivia/CC-överdrag 90x200x21cm hälffunktion inkl väska		CC-400734V	8 800
Madrass CuroCell 4 AD m 2-delat Olivia/CC-överdrag 90x210x21cm		CC-400755	9 282
Madrass CuroCell 4 AD m 2-delat Olivia/CC-överdrag 105x200x21cm		CC-400756	14 079
Madrass CuroCell 4 AD m 2-delat Olivia/CC-överdrag 105x210x21cm		CC-400757	15 077
Madrass CuroCell 4 AD m 2-delat Olivia/CC-överdrag 120x200x21cm		CC-400758	16 929
Madrass CuroCell 4 AD m 2-delat Olivia/CC-överdrag 120x210x21cm		CC-400759	17 879

Standardutförande/Fakta

För mer info se www.careofsweden.se

Madrassen har CPR-funktion, digital pump med inbyggd sensor. Omvårdnadsläge med automatisk återgång, Hälffunktion. Transportväska medföljer storlekar 85x200 cm och 90x200 cm.

Överdrag: 2-delat hygienöverdrag som "ångandas"

Rengöring överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling.

Max brukarvikt: 200 kg

Larmfunktion: Ljud- och ljuslarm vid för lågt tryck och strömavbrott

OBS! I Uppsala krävs konsulentkontakt för beställning av extra långa madrasser samt 90 cm bred madrass.

Likvärdigt sortiment: PreVento Ultra 311 (se nedan)



Likvärdig produkt – utgående sortiment

Benämning	Lagervara Uppsala	Produktnr	Pris (SEK)
Madrass PreVento Ultra 311 85x200x25 cm inkl pump och överdrag	X	565522	-

Standardutförande/Fakta

För mer info se www.parir.se

Alternerande växeltrycksmadrass som placeras direkt på sängbotten. Placera aldrig en vanlig madrass ovanpå madrassen. Om madrassen används i kombination med sänggrindar är lägsta rekommenderade avstånd från ovansidan av obelastad madrass till sänggrindens överkant, minst 220 mm.

Specifika egenskaper: arbetsläge, CPR-transport-statisk- och upprensningfunktion. Madrassen har även extra hälavlastning.

Material: 100 % rayon, PVC-laminerad

Överdrag: elastiskt material, vattentätt som andas

Tvättråd överdrag: tvättbart i 95°. Madrasskärnan rengörs med mildt rengöringsmedel, desinficera med t ex DAX ytdesinfektion vid behov.

Larmfunktion: ljud- och ljuslarm vid för lågt tryck

Cykeltid: 0–25 minuter

Max brukarvikt: 30–200 kg

