

## 18 12 10 Sängar och lösa sängbottnar, motoriserat reglerbara

### Sängar

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Säng Qvintett 90x200 cm inkl sänggram Opal 3-60	QA090B100P	12 100
Säng Qvintett 90x200 cm inkl sänggram Opal 3-60 m 50 mm centrallåst hjul	QA090B050P	12 100
Säng Qvintett 105x200 cm inkl sänggram Safir 3-60	QH105L100P	16 400
Säng Qvintett 120x200 inkl sänggram Safir 3-60	QH120XL100F	19 900
Tillbehör: Flexarm Kobra	11000500	893
Tillbehör: Grindförhöjare Båge	8066+11	590
Tillbehör: Grindskydd polst/transp t 3-600 200/210 cm	7015-70	620
Tillbehör: Lyftbåge inkl ställbart handtag	8010	390
Tillbehör: Skena för stödhandtag Fleqsi	8017	362
Tillbehör: Stödgrind Assist	11000200	830
Tillbehör: Stöd och vändhandtag 30x45 cm	SV45	390
Tillbehör: Stödhandtag Fleqsi	8016	620
Tillbehör: Uppresningsstöd Quick-Up	8014	650
Tillbehör: Uppresningsstöd Resolut	11000600	788

#### Standardutförande/Fakta

För mer info se [www.comfortsystem.se](http://www.comfortsystem.se)

OBS! Stöd och mindre vändhandtag placeras mindre än 6 cm eller mer än 25 cm från huvudgavel.

Fyrdelad sängbotten med trälattor  
Inbyggd förlängningsdel vid fotändan  
Sänggram i trä  
Integrerad grind  
Sänglyft  
Madrasstöd 4 st  
Delbar utan verktyg  
Manöverdosa handlovsmodell



**Hjul:** 100 mm centrallåsta hjul

**Max brukarvikt:** 165 kg (Qvintett 90/105) och 250 kg (Qvintett 120)

**UTGÅENDE SORTIMENT – levereras så länge lager finns.**

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Säng Qvintett 90 cm m C-lås	QA090B1004532001	12 290
Säng Qvintett 80 cm m C-lås, Safir gavel	U1001	11 900
Säng Qvintett 80 cm m C-lås, Opal gavel	U1002	11 040
Tillbehör: Dävert	8010	390
Tillbehör: Flexarm Kobra	11000500	850
Tillbehör: Grindskydd	701563	730
Tillbehör: Hög grind	4972001H20	1 250
Tillbehör: Skena för stödhandtag FleQsi	8017	362
Tillbehör: Stöd- och vändhandtag SV-stöd 45 cm	SV45	390
Tillbehör: Stödgrind Assist	11000200	950
Tillbehör: Stödhandtag FleQsi	8016	590
Tillbehör: Uppresningsstöd Quick-Up	8014	650
Tillbehör: Uppresningstöd Resolut	11000600	950

**Standardutförande/Fakta**

För mer info se [www.comfortsystem.se](http://www.comfortsystem.se)

OBS! Stöd och mindre vändhandtag placeras mindre än 6 cm eller mer än 25 cm från huvudgavel.

Fyrdelad sängbotten med trälattor  
Inbyggd förlängningsdel vid fotändan  
Sänggram i trä  
Integrerad grind  
Sänglyft  
Madrasstöd 4 st  
Delbar utan verktyg  
Manöverdosa handlovsmodell

**Hjul:** 100 mm centrallåsta hjul

**Max brukarvikt:** 150 kg



Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Säng Scanbed 750 inkl lyft	730.33015CA.00	9 200
Tillbehör: Lyftbåge med inställbar triangel	50.57600.D0	455
Tillbehör: Stöd- och vändhandtag 25/30	021964.D0	710
Tillbehör: Stöd- och vändhandtag 40/30	1417511-1015	838
Tillbehör: Sänggrind fällbar i stål	1528930-1015	1 957
Tillbehör: Sänggrind Lilly för madrasshöjd upp till 24 cm	1433812-0101	1 591



**Standardutförande/Fakta**

För mer info se [www.invacare.se](http://www.invacare.se)


OBS! Stöd och mindre vändhandtag placeras mindre än 6 cm eller mer än 25 cm från huvudgavel.

## 18 12 24 Ställbara rygg- och benstöd

### Elektriska sängryggstöd

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Sängryggstöd, Princess 90 cm	PSoo1oo1	2 340
Sängryggstöd, Magne 105 cm	100-0005	3 159
Sängryggstöd, Magne 120 cm	100-0006	3 450
<b>Standardutförande/Fakta</b>		
För mer info se <a href="http://www.narkesvital.se">www.narkesvital.se</a>		
<b>Sängryggstöd Princess</b> Sidoplacerad motor höger alt vänster sida  <b>Mått:</b> 100x82x18 cm (yttermått) <b>Vinkel:</b> 2,2-74° <b>Vikt:</b> 10 kg <b>Max brukarvikt:</b> 145 kg		
<b>Sängryggstöd Magne</b> Sidoplacerad motor höger alt vänster sida  <b>Mått:</b> 116 cm (105 cm bred) resp 131 cm (120cm bred) <b>Vinkel:</b> 2,2-70° <b>Vikt:</b> 12 kg <b>Max brukarvikt:</b> 210 kg		

### UTGÅENDE SORTIMENT – levereras så länge lager finns.

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Sängryggstöd, elektriskt Bedco 85 cm	647001502	4 569
Sängryggstöd, elektriskt Bedco 105 cm	647000902	5 873
Sängryggstöd, elektriskt Bedco 120 cm	647001102	9 446
<b>Standardutförande/Fakta</b>		
För mer info se <a href="http://www.comfortsystem.se">www.comfortsystem.se</a>		
Sidoplacerad motor höger alt vänster sida.  <b>Mått:</b> 85x76 cm. 120cm har två motorer <b>Vinkel:</b> 2–70° <b>Vikt:</b> 11 kg – 220 V motor <b>Max belastning:</b> 70 kg		
<b>Standardutförande/Fakta</b>		
För mer info se <a href="http://www.sterners.se">www.sterners.se</a>		
Centralt placerad motor  <b>Mått:</b> 80x80 cm .Finns även i 105 och 120 cm <b>Vinkel:</b> 2–70° <b>Vikt:</b> 14 kg 220 V motor. <b>Max belastning:</b> 80 kg		



**SÄNGAR OCH UPPRESNINGSSTÖD**  
*Hjälpmedel ingår i HUL-samarbetet och beställs via HUL om inte annat anges*

Avtal t.o.m. 2018-05-31

Version 2017-02-21

Sida 4 av 5

## 18 12 27 Sänggrindar och lyftbågar att fästa på en säng

### Sängbyglar och uppresningsstöd

#### Kommunhjälpmedel som hanteras av resp kommun själva.

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Uppresnings Eva Golvplatta Bred: 35cm fäste ingår	151060	985
Bygel Standard 85cm	151062	540
Bygel Hög 97cm	151064	633
Fäste	15106020	180

#### Standardutförande/Fakta

För mer info se [www.swereco.se](http://www.swereco.se)

**Uppresning Eva** är avsedd att användas för uppresning samt förflyttning till och från säng, som stöd/vändhandtag samt som skydd för att inte ramla ur säng.

Sängramen ska bestå av massivt trä och bredden av sängramens underkant bör vara minst 2,5 cm.

Montering görs av förskrivare enligt bruksanvisning.

Max brukarvikt 150kg

#### Säkerhetsanvisning

Om sängen är utrustad med motordriven justerbar rygg och/eller benstöd ska klämrisk beaktas. Denna kombination bör ej användas av personer med kognitiv funktionsnedsättning. Ska ej användas som stöd vid uppresning.

Om sängen är utrustad med förhöjningsklossar bör dessa omsluta och sitta fästa i sängens ben. Får ej monteras på sängar med medar.

Avståndet (A) mellan gavel och sängbygel ska vara mindre än 4cm eller mer än 32cm.

Avståndet (B) mellan madrass och bygel ska vara mindre än 6cm. Om sängen har rörliga delar (motordriven rygg och/eller benstöd) måste avståndet (B) dessutom vara större än 2,5cm.

**OBS!** Även om säkerhetsavstånden efterföljs kvarstår viss klämrisk.

Säkerställ korrekt montering innan användning samt att skruvarna är ordentligt åtdragna

**OBS!** I Uppsala beställs uppresningsstöd Eva via funktionsbeställning i Portalen. Val av bygel och fäste görs.



Bygel standard

Bygel hög